


Gennembrud i behandling af forkølelssår

1072nm er infrarødt (usynligt)

1072nm, er en del af det infrarøde område af lys.
Leveringen af denne bølgelængde er
patentbeskyttet til vores enhed.



Hvordan fungerer lystechnologi?

- Lysdioder (LED) udsender et usynligt lys med en bølgelængde på 1072nm
- LipZor indeholder en intern mikroprocessor der sikrer ensartet intensitet og dosering af lys
- Halvleder materialet, som producerer 1072nm lyset er indiumgalliumarsenid phosphide (InGaAsP)

Hvordan behandler lysterapi forkølelsessår?

- Mitokondrier er en del af vores celler, der producerer energi og absorberer lys
- LipZors patentbeskyttede frekvensbånd af lys (1072nm) stimulerer kroppen til at bekæmpe forkølelsessår og forkorte livscyklusen af angrebet

Lysterapi accelererer denne proces på to måder:

- Bekæmper virussen ved at booste kroppens naturlige immunforsvar
- Tilskynder celler til at formere sig og reparere skader forårsaget af virussen

